

Prueba de Drogas con 7 Parámetros SureStep™ (sangre total, suero, plasma)

La Prueba de Drogas con 7 Parámetros SureStep™ (sangre total, suero, plasma) de Abbott, se utiliza para la **detección cualitativa de 7 drogas diferentes en muestras de sangre humana** y puede ser evaluado en sólo **5 minutos**. La prueba rápida con **certificación CE** está diseñada específicamente para el **diagnóstico profesional in vitro** y puede almacenarse fácilmente a temperatura ambiente.

Detalles del Producto

- Prueba de Drogas con 7 Parámetros SureStep™ (sangre total, suero, plasma)
- Inmunoensayo cromatográfico
- **Para la detección de 7 drogas diferentes en muestras de sangre humana**
- **Material de la muestra: sangre total venosa o capilar, suero, plasma**
- Los resultados de la prueba pueden evaluarse en sólo 5 minutos
- Para uso profesional en diagnósticos in vitro
- **Producto con certificación CE**
- Temperatura de almacenamiento 2-30 °C

Drogas detectables

Abreviatura	Descripción	Límite de corte
AMP	Anfetamina	80 ng/ml
BUP	Buprenorfina	5 ng/ml
BZO	Benzodiazepina	100 ng/ml
COC	Cocaína	50 ng/ml
MOP	Morfina	40 ng/ml
MTD	Metadona	40 mg/ml
THC	Marihuana	35 ng/ml



PRESENTACION

25 Casetes de prueba
25 Pipeta de gotas
Solución de tampón
Manual de instrucciones



Identificación de producto
Fabricante Abbott
MPN: 20000944
Distribuye RAPID TEST ARGENTINA